



## Strisce Lattato in Flaconcino per 24128

Codice GEF (SKU) **24134**

EAN / GTIN **8023279241341**

STRISCE PER GIMACARE - IN FLACONCINO Strisce lattato

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STRISCE PER GIMACARE - IN FLACONCINO Strisce lattato

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279241341**

CODICE GEF

**24134**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697