



Strisce Emoglobina in Flaconcino per 24128

Codice GEF (SKU) 24137

EAN / GTIN 4719893230086

STRISCE PER GIMACARE - IN FLACONCINO Strisce emoglobina

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STRISCE PER GIMACARE - IN FLACONCINO Strisce emoglobina

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4719893230086

CODICE GEF

24137



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697