

GEF Medica

Soluzione di Controllo Emoglobina per 24128

Codice GEF (SKU) 24144

SOLUZIONI DI CONTROLLO PER GIMACARE Soluzione di controllo emoglobina

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SOLUZIONI DI CONTROLLO PER GIMACARE
- Soluzione di controllo emoglobina

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
24144



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697