



Multicarein - Italiano

Codice GEF (SKU) 24147

EAN / GTIN 8032937231259

MULTICAREIN - Italiano Fornito con borsetta in nylon, 5 strisce colesterolo, 5 lancette di sicurezza, guida rapida (GB, FR, IT, ES, PT, GR, PL, HU) e manuale IT. Dispositivo diagnostico multiparametri

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MULTICAREIN - Italiano Fornito con borsetta in nylon, 5 strisce colesterolo, 5 lancette di sicurezza, guida rapida (GB, FR, IT, ES, PT, GR, PL, HU) e manuale IT. Dispositivo diagnostico multiparametrico per l'autocontrollo periodico dei fattori di rischio: colesterolo, trigliceridi e glucosio. Portatile per eseguire con facilità il test e ottenere rapidamente i risultati. Accurato, con Tecnologia Amperometrica per il glucosio e Tecnologia Riflettometrica per il colesterolo e i trigliceridi. Commutabile mg/dL - mmol/L Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, GR, PT, PL, HU, RU e software interno selezionabile: GB, IT.

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032937231259

CODICE GEF

24147



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697