



## MULTICAREIN Inglese

Codice GEF (SKU) **24148**

EAN / GTIN **8033937232611**

Confezione **1**

MULTICAREIN - Inglese Fornito con borsetta in nylon, 5 strisce colesterolo, 5 lancette di sicurezza, guida rapida (GB, FR, IT, ES, PT, GR, PL, HU) e manuale GB. Dispositivo diagnostico multiparametrico per l'autocontrollo periodico dei fattori di rischio: colesterolo, trigliceridi e glucosio. Portatile per eseguire con facilità il test e ottenere rapidamente i risultati. Accurato, con Tecnologia Amperometrica per il glucosio e Tecnologia Riflettometrica per il colesterolo e i trigliceridi. Commutabile mg/dL - mmol/L Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, GR, PT, PL, HU, RU e software interno selezionabile: GB, IT.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Glucosio elettrochimico Campo misurazione: 10-600 mg/dL - 0.6-33.3 mmol/L Tempo misurazione: 5" Campione di sangue: 0.5 µl
- Colesterolo Campo misurazione: 130-400 mg/dL - 3-10.2 mmol/L Tempo misurazione: 30"-60" Campione di sangue: 10 µl
- Trigliceridi Campo misurazione: 50-500 mg dL - 0.56 - 5.6 mmol/L Tempo misurazione: 30"-60" Campione di sangue: 10 µl
- Memoria: 500 risultati test con data e ora
- Schermo: LCD
- Alimentazione: 2 batterie litio Cr 2032 3 V (32212) (1 anno o 1.000 misurazioni)
- Dimensioni - peso: 97x49x20,5 mm - 65 g (batterie incluse)

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8033937232611**

CODICE GEF

**24148**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697