



MULTICAREIN STARTER KIT Manuale multilingue

Codice GEF (SKU) 24149

EAN / GTIN 8033937232697

Confezione 1

MULTICAREIN STARTER KIT - GB, IT Fornito in scatola di cartone con borsetta in nylon, 10 strisce glucosio, 5 strisce colesterolo, 5 strisce trigliceridi, 25 lancette di sicurezza, manuale utente (GB, IT), guida rapida e codice QR con manuale completo in 8 lingue (GB, IT, FR, ES, PT, GR, PL, HU). Dispositivo diagnostico multiparametrico per l'autocontrollo periodico dei fattori di rischio: colesterolo, trigliceridi e glucosio. Portatile per eseguire con facilità il test e ottenere rapidamente i risultati. Accurato, con Tecnologia Amperometrica per il glucosio e Tecnologia Reflettometrica per il colesterolo e i trigliceridi. Commutabile mg/dL - mmol/L Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, GR, PT, PL, HU, RU e software interno selezionabile: GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Glucosio elettrochimico Campo misurazione: 10-600 mg/dL - 0.6-33.3 mmol/L Tempo misurazione: 5" Campione di sangue: 0.5 µl
- Colesterolo Campo misurazione: 130-400 mg/dL - 3-10.2 mmol/L Tempo misurazione: 30"-60" Campione di sangue: 10 µl
- Trigliceridi Campo misurazione: 50-500 mg dL - 0.56 - 5.6 mmol/L Tempo misurazione: 30"-60" Campione di sangue: 10 µl
- Memoria: 500 risultati test con data e ora
- Schermo: LCD
- Alimentazione: 2 batterie litio Cr 2032 3 V (32212) (1 anno o 1.000 misurazioni)
- Dimensioni - peso: 97x49x20,5 mm - 65 g (batterie incluse)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033937232697

CODICE GEF

24149



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697