



# APPLICATORE SENSORE PER SISTEMA DI MONITORAGGIO GLICEMIA H24

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 24170

EAN / GTIN 6971141200564

Confezione 1

SISTEMA DI MONITORAGGIO GLICEMIA H24 • Sensore e applicatore - sterili • Durata dell'uso: 10 giorni Sistema di monitoraggio della glicemia in tempo reale per rilevare le tendenze e registrare l'andamento negli adulti diabetici. Il sensore indossabile integrato funziona mediante reazioni enzimatiche elettrochimiche con il glucosio: l'enzima (la glucosio ossidasi) consente la conversione del glucosio in un segnale elettronico. I segnali sono trasmessi all'App POCtech CGM per il monitoraggio continuo delle misurazioni ogni 3 minuti fino a un massimo di 10 giorni. Il sistema consiste in un sensore e in un trasmettitore posizionabili sul braccio o sull'addome. - monitoraggio continuo dei cambiamenti dei valori durante la notte - controllo della glicemia prima e nel corso dell'esercizio fisico - ogni azione può essere registrata con la funzione di annotazione - è possibile valutare se un pasto è equilibrato - la MARD\* più bassa garantisce migliore accuratezza - il nuovo chip aggiornato elimina efficacemente le interferenze - controllo dei dati in tempo reale senza scansione - elettrodo innovativo e flessibile, morbido e indolore - elettrodo vuoto brevettato sensibile alle variazioni del livello di glucosio - IPX7 impermeabile - allarme calo di glucosio - accuratezza di 10 giorni Fornito con batteria, guida rapida e manuale utente GB, IT.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tecnologia di lettura: metodo elettrochimico
- Intervallo glucosio: Range di lettura: 1,7 - 27,8 mmol/L
- Intervallo tra misurazioni: ogni 3 minuti
- Accuratezza sensore (MARD): 9,7% Differenza relativa assoluta
- Durata sensore: 14 giorni
- Intervallo altitudine funzionamento: 0-2000 m
- Alimentazione: Custodia di ricarica

CLASSE DM

**II B**

CND

**Z1204011585**

EAN / GTIN

**6971141200564**

CODICE GEF

**24170**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)