



TRASMETTITORE DATI PER SISTEMA DI MONITORAGGIO GLICEMIA H24

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 24171

EAN / GTIN 6971141200571

Confezione 1

SISTEMA DI MONITORAGGIO GLICEMIA H24 • Trasmettitore dati •
Durata dell'uso: 2 anni Sistema di monitoraggio della glicemia in tempo reale per rilevare le tendenze e registrare l'andamento negli adulti diabetici. Il sensore indossabile integrato funziona mediante reazioni enzimatiche elettrochimiche con il glucosio: l'enzima (la glucosio ossidasi) consente la conversione del glucosio in un segnale elettronico. I segnali sono trasmessi all'App POCTech CGM per il monitoraggio continuo delle misurazioni ogni 3 minuti fino a un massimo di 10 giorni. Il sistema consiste in un sensore e in un trasmettitore posizionabili sul braccio o sull'addome. - monitoraggio continuo dei cambiamenti dei valori durante la notte - controllo della glicemia prima e nel corso dell'esercizio fisico - ogni azione può essere registrata con la funzione di annotazione - è possibile valutare se un pasto è equilibrato - la MARD* più bassa garantisce migliore accuratezza - il nuovo chip aggiornato elimina efficacemente le interferenze - controllo dei dati in tempo reale senza scansione - elettrodo innovativo e flessibile, morbido e indolore - elettrodo vuoto brevettato sensibile alle variazioni del livello di glucosio - IPX7 impermeabile - allarme calo di glucosio - accuratezza di 10 giorni Fornito con batteria, guida rapida e manuale utente GB, IT.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z1204011502

EAN / GTIN

6971141200571

CODICE GEF

24171

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697