



PETTINE PER PIDOCCHI MANUALE LICETREAT

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 24400

EAN / GTIN 8023279244007

Confezione 1

Metodo naturale ed ecologico per eliminare completamente pidocchi e lendini senza effetti nocivi. Ideale per bambini e allergici. • PETTINE MANUALE PER PIDOCCHI - blister Pettine ergonomico con lunghi denti di metallo, spazzola rimovibile per la pulizia e lente d'ingrandimento integrata. I denti lunghi e leggermente chiusi sono concepiti appositamente per staccare pidocchi e lendini (minuscole uova). La forma rotonda delle punte rispetta la direzione di crescita dei capelli senza danneggiarli. Blister multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR. Spazzola per la pulizia staccabile con lente d'ingrandimento integrata

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V901001

EAN / GTIN

8023279244007

CODICE GEF

24400



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697