



PETTINE PER PIDOCCHI ELETTRICO

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 24403

EAN / GTIN 8023279244038

Confezione 1

Metodo naturale ed ecologico per eliminare completamente pidocchi e lendini senza effetti nocivi. Ideale per bambini e allergici. • PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI - IT, ES Questo prodotto innovativo eradica e uccide pidocchi e lendini tramite una scarica elettrica di 100-250 Volt inviata attraverso i denti, impercettibile e senza pericolo per la persona. Spegnimento automatico, indicatore acustico e LED. Fornito con spazzola per la pulizia, 1 batteria AAA, manuale multilingue in blister multilingue. Dimensioni: 10,36x7,57x2,66 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	LINGUA	EAN	CONFEZIONE
24403	24403	8023279244038	1
24405	24405	8023279244052	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279244038

CODICE GEF

24403



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697