



## LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE automatiche

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 24461

EAN / GTIN 8023279244618

Confezione 1

Lancette di sicurezza di facile utilizzo e pratiche per soddisfare varie esigenze di prelievo di sangue capillare. • LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE • Colore: arancio • Profondità di penetrazione: 2,2 mm • calibro: 21G • Flusso: 40-50 µl • Pungidito: SI • Glucosio: SI • Ematocrito: SI • Sanguinamento: Alto - monouso: il meccanismo di autodistruzione incorporato evita il riutilizzo del dispositivo - la retrazione automatica dell'ago, dopo l'uso singolo, elimina il rischio di lesioni accidentali e di contaminazione - sterilizzazione garantita: la lancetta è sterilizzata con raggi gamma e la punta dell'ago è protetta da una linguetta di sterilità fino al suo utilizzo, così da garantire una lunga scadenza dalla data di produzione Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, SE, RO, SK, NL, DK, FI, EE, HR, HU, LT, LV, NO, SI, BG, RU, GR, Arabo

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**V010401**

EAN / GTIN

**8023279244618**

CODICE GEF

**24461**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697