



LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA QUADRATE

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) **24463**EAN / GTIN **8023279244632**Confezione **1**

Lancette di sicurezza di facile utilizzo e pratiche per soddisfare varie esigenze di prelievo di sangue capillare. • LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE • Colore: bianco • Profondità di penetrazione: 1,8 mm • calibro: 23G • Flusso: 20-40 µl • Pungidito: SI • Glucosio: SI • Ematocrito: SI • Sanguinamento: Medio - monouso: il meccanismo di autodistruzione incorporato evita il riutilizzo del dispositivo - la retrazione automatica dell'ago, dopo l'uso singolo, elimina il rischio di lesioni accidentali e di contaminazione - sterilizzazione garantita: la lancetta è sterilizzata con raggi gamma e la punta dell'ago è protetta da una linguetta di sterilità fino al suo utilizzo, così da garantire una lunga scadenza dalla data di produzione Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, SE, RO, SK, NL, DK, FI, EE, HR, HU, LT, LV, NO, SI, BG, RU, GR, Arabo

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
24463	24463	8023279244632	1
24465	24465	8023279244656	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V010401EAN / GTIN
8023279244632CODICE GEF
24463

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697