



ETILOMETRO PROFESSIONALE AP 338 con stampante

Codice GEF (SKU) 24486

EAN / GTIN 8023279244861

Confezione 1

ETILOMETRO AP338 RICALIBRAZIONE FACILE con stampante
Etilometro professionale con sensore a cella, con stampante e touch screen. Il sensore a cella è un disco poroso con un sottile strato di platino. L'alcol che viene a contatto con la superficie della cella viene scomposto chimicamente. Per ogni molecola di alcol scomposta, viene liberato un dato numero di elettroni. Il numero di elettroni generati è proporzionale alla quantità di alcol. Auto ricalibrazione: sostituzione facile del modulo precalibrato. Etilometro fornito con stampante integrata, 25 boccagli, 1 boccaglio grande, cavo alimentazione 100-240V, 50/60 Hz, borsetta trasporto, 4 rotoli di carta, caricatore, cavo USB, Manuale in GB, IT. Dimensioni: 208x78x37 mm Peso: 360 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Schermo: LCD a colori 4,5" iPS
- Tastiera: schermo tattile
- Alimentazione: Batteria Li-ion ricaricabile 3,7 V
- Riscaldamento: la camera e il sensore si riscaldano automaticamente
- Automonitoraggio flusso: rilevamento automatico del flusso
- Temp. di funzionamento: da -20 a +45°C (ottimale da 5 a 40°C)
- Download dati: porta USB
- Compatibilità: Windows XP, 7, 8, 10, 11 (Esportazione dei file in formato Excel)
- Memorie: 150.000 memorie test completi / Nome conducente, numero veicolo, nome ispettore, risultati test con stampa data e ora, luogo, calibrazione...
- Precisione misurazione: Deviazione standard $\pm 0,025$ mg/L o $\pm 5\%$ della misura
- Deriva: generalmente $< 0,8\%$ del valore della misura/mese
- Calibrazione: tramite sostituzione del modulo di sensore pre-calibrato
- Unità di misura: mg/L, mg/100 L, %BAC, ‰BAC

EAN / GTIN

8023279244861

CODICE GEF

24486



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it