



# MODULO PRECALIBRATO PER 24486

Codice GEF (SKU) 24487

EAN / GTIN 8023279244878

Confezione 1

MODULO SENSORE PRE-CALIBRATO per 24486 - ricambio

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279244878

CODICE GEF

24487



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697