



## ALCOHOLIMETRO ETILOMETRO con display

Codice GEF (SKU) **24498**

EAN / GTIN **8023279244984**

Confezione **1**

ETILOMETRO Apparecchio compatto per misurare la concentrazione d'alcol nell'alito, dotato di un'interfaccia grafica digitale con animazioni. Apparecchio utilizzabile con una sola mano. Valori ‰ BAC. Ampio display retroilluminato a 2 colori per visualizzare il valore esatto riscontrato. Se il risultato supera la soglia limite di tasso alcolico, il display visualizza la scritta NON GUIDARE. Fornito in scatola di cartone con tre tubi Ø 7 mm in cui soffiare. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misurazione: Basso & 0 ~ 1,50 ‰ BAC
- Accuratezza:  $\pm 0,2\%$  BAC intero intervallo sotto livello d'allarme
- Alimentazione: 3 batterie AAA 1,5V (non incluse)
- Schermo: Digitale con risoluzione 0,01 ‰ BAC
- Compensazione tolleranze: funzione di pre-allarme e retroilluminazione bicolore
- Campionamento alito: circa 5 secondi di campionamento continuativo dell'alito
- Ciclo rilevazione: circa 20 secondi
- Dimensioni: 107x45x25 mm circa
- Peso: 50 g (senza batterie)
- Calibrazione livello d'allarme: 0,5 ‰ BAC
- Spegnimento automatico dopo 2 minuti

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279244984**

CODICE GEF

**24498**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697