



TUBI MONOUSO PER ETILOMETRO 24498 e 24500

Codice GEF (SKU) 24501

EAN / GTIN 8023279245011

Confezione 1

Confezione da 12 tubi monouso per etilometro.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279245011

CODICE GEF

24501



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697