



Test Alcolimetrico - Striscia su Saliva

Codice GEF (SKU) 24502

EAN / GTIN 8023279245028

STRISCE SALIVARI TEST ALCOLIMETRICO - conf. da 25 test Test rapido ad alta sensibilità per la determinazione da campione di saliva del relativo tasso alcolimetrico nel sangue. - risultati in soli

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STRISCE SALIVARI TEST ALCOLIMETRICO - conf. da 25 test Test rapido ad alta sensibilità per la determinazione da campione di saliva del relativo tasso alcolimetrico nel sangue. - risultati in soli 3-5 minuti - lo schema colore fornisce indicazione della concentrazione relativa di alcool nel sangue (BAC) da 0,02% a 0,30% - non richiede l'uso di alcuno strumento - non richiede la raccolta delle urine - scadenza prodotto 10-22 mesi - per uso professionale. Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, DE.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279245028

CODICE GEF

24502



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697