



# LANCETTE DI SICUREZZA 21G ad ago automatico

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 24517

EAN / GTIN 8023279245172

Confezione 1

LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE™ Colore: Rosa Profondità penetrazione: 2,8 mm Calibro intero: G21 Calibro punta: G21 Flusso: 40-60 µl Pungidito: si Glucosio: si Ematocrito: si Dispositivi multifunzione di campionamento di sangue capillare adatti per tutte le tipologie di test. La lancetta di sicurezza one-step è più facile da usare, è più sicura, non è dolorosa e una volta usata non è più riutilizzabile. L'alta velocità di penetrazione e prelievo riduce al minimo il dolore del paziente e gli errori dell'operatore. Privo di lattice, ipoallergenico, monouso, sterile. Scatole multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, DK, RU, GR

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**V9009**EAN / GTIN  
**8023279245172**CODICE GEF  
**24517**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697