



Test Strep-a - Streptococco - Cassetta

Codice GEF (SKU) 24520

EAN / GTIN 8023279245202

TEST STREP-A - cassetta - conf. da 20 test Risultati accurati in pochi minuti. Utilizzo facile, indicazioni chiare e precise. La diagnosi immediata facilita la scelta rapida del trattamento. I reagent

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST STREP-A - cassetta - conf. da 20 test Risultati accurati in pochi minuti. Utilizzo facile, indicazioni chiare e precise. La diagnosi immediata facilita la scelta rapida del trattamento. I reagenti rimangono stabili per tutta la durata di conservazione, anche dopo essere stati aperti. Sono inclusi: 20 cassette (pacco singolo), 2 reagenti, 20 provette e tamponi sterili, soluzione di controllo positività/negatività. Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, SE, RO, SK) ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279245202

CODICE GEF
24520



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697