



EAN / GTIN

8023279245219

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **TEST STREP-A - striscia - conf.** da 25 test Risultati accurati in pochi minuti. Utilizzo facile, indicazioni chiare e precise. La diagnosi immediata facilita la scelta rapida del trattamento. I reagenti rimangono stabili per tutta la durata di conservazione, anche dopo essere stati aperti. Sono inclusi: 25 strisce (pacco singolo), 2 reagenti, 25 provette e tamponi sterili, soluzione di controllo positività/negatività. Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, SE, RO, SK) **ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE.** I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

8023279245219

24521



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697