



## Test Proteina C Reattiva

Codice GEF (SKU) **24527**

EAN / GTIN **8023279245271**

TEST PROTEINA C REATTIVA - CRP - conf. da 20 test La misurazione della CRP nel sangue intero, siero o plasma ha 2 scopi: - il livello di hs-CRP aiuta a valutare il rischio cardiovascolare e i disturbi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST PROTEINA C REATTIVA - CRP - conf. da 20 test La misurazione della CRP nel sangue intero, siero o plasma ha 2 scopi: - il livello di hs-CRP aiuta a valutare il rischio cardiovascolare e i disturbi al sistema vascolare periferico. Valori elevati di hs-CRP indicano un rischio maggiore di malattia cardiovascolare. - il livello di CRP consente di identificare e tenere traccia di infezioni e malattie che causano infiammazioni (linfoma, lupus, arterite a cellule giganti, osteomielite, artrite reumatoide ecc.) Utilizzabile su sangue intero o siero/plasma. Risultati in 7 minuti, bande di risultato di colore intenso, banda di controllo di corretta esecuzione del test - si conservano a temperatura ambiente. Include 20 cassette con contagocce. Per uso professionale. ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279245271**

CODICE GEF

**24527**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697