



Test Fob - Sangue Occulto Nelle Feci - Professionale

Codice GEF (SKU) **24531**

EAN / GTIN **8023279245318**

TEST FOB RAPIDO - SANGUE OCCULTO NELLE FECI - conf. da 25
Test preciso per la rilevazione qualitativa di livelli di FOB a partire da 40
ng/ml. Risultati disponibili in 5 minuti, per decidere precocemente

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST FOB RAPIDO - SANGUE OCCULTO NELLE FECI - conf. da 25 Test preciso per la rilevazione qualitativa di livelli di FOB a partire da 40 ng/ml. Risultati disponibili in 5 minuti, per decidere precocemente il trattamento. Procedura semplice, facile da realizzare e da interpretare. Comprende 25 cassette e tubi prelievo campioni con tampone di estrazione, manuale d'uso e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU. ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279245318

CODICE GEF

24531



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697