



Multitest 7 Droghe a Bicchierino -urine

Codice GEF (SKU) 24545

EAN / GTIN 8023279245455

TEST MULTIDROGHE "A BICCHIERINO" URINE - 7 DROGHE - conf. da 25 Test rapido per la rilevazione qualitativa simultanea di più droghe e metaboliti di droghe nell'urina umana. Rileva le seguenti sostanze

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST MULTIDROGHE "A BICCHIERINO" URINE - 7 DROGHE - conf. da 25 Test rapido per la rilevazione qualitativa simultanea di più droghe e metaboliti di droghe nell'urina umana. Rileva le seguenti sostanze: (MTD/MDMA) + COC + AMP500 + MET500 + THC + MOP. - facile da utilizzare: non occorre maneggiare campioni d'urina, basta inserire la chiave per iniziare il test e ottenere i risultati in 5 min - bicchierino urine sigillato: nessuna fuoriuscita di urina - design speciale: il campione non contamina l'urina residua, che può essere spedita ad un laboratorio di analisi per ulteriori verifiche - chiave di sicurezza separata: solo il tecnico di laboratorio può effettuare il test. Uso professionale. Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, PT, DE. Precisione: i risultati presentano un'accuratezza = 75% per un campione con cut-off $\pm 25\%$ e un'accuratezza pari al 100% nei valori negativi. Il pannello del test è ben fissato al bicchierino, proteggendolo da contaminazione. Durata di conservazione max 22 mesi. DROGA / Cut off NG/ML / TEMPO RILEVAZIONE (L'utilizzo di droghe anteriore al tempo di rilevazione non viene misurato) MOP: 300 / 5-7 giorni COC: 300 / 2-5 giorni THC: 50 - AMP: 500 / 2-5 giorni MDMA: 500 / 5-7 giorni MTD: 300 / 5-7 giorni MET: 500 / 3-5 giorni

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279245455

CODICE GEF

24545



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697