



Cup Test Droghe - 7 Parametri per 24561

Codice GEF (SKU) 24562

EAN / GTIN 8023279245622

TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 7 droghe • MTD - Cut off NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • MDMA 500 - Cut off NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • MET - Cut off NG/ML: 500 - Tempo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 7 droghe
- MTD - Cut off NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni
- MDMA 500 - Cut off NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni
- MET - Cut off NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 3-5 giorni
- COC - Cut off NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni
- THC - Cut off NG/ML: 50 - Tempo rilevazione:
- AMP - Cut off NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni
- MOP - Cut off NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni S.V.T.: OX / S.G. / PH / NiT / Glut / CRE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279245622

CODICE GEF

24562



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697