



Cup Test Droghe - 8 Parametri per 24561

Codice GEF (SKU) 24563

EAN / GTIN 8023279245639

TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 8 droghe • MTD - CUT OFF NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • MDMA 500 - CUT OFF NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • MET - CUT OFF NG/ML: 500 - Tempo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 8 droghe
- MTD - CUT OFF NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni
- MDMA 500 - CUT OFF NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni
- MET - CUT OFF NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 3-5 giorni
- COC - CUT OFF NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni
- THC - CUT OFF NG/ML: 50 - Tempo rilevazione:
- AMP - CUT OFF NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni
- MOP - CUT OFF NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni
- BUP - CUT OFF NG/ML: 10 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni S.V.T.: OX / S.G. / PH / NiT / Glut / CRE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279245639

CODICE GEF
24563



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697