



Cup Test Droghe - 8 Parametri + Adulteranti per 24570

Codice GEF (SKU) 24577

Semplicemente scansionando il test nell'apparecchio (cod. 24570-24571) è possibile ottenerne una completa analisi sul vostro PC. - analisi automatica dei test a lettura visuale - sistema interno di autocontrollo qualità - acquisizione immagini, gestione dati/esportazione, archivio risultati Principali benefici: - automatico - elimina la variabilità e la soggettività nell'interpretazione dei risultati - preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali - veloce - il processo di scansione richiede 15-30 secondi - flessibile - diversi formati/menu, peso leggero, semi-portatile, installazione semplice, compatibile con Windows - adatto nella medicina del lavoro per uno screening economico dei lavoratori

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Semplicemente scansionando il test nell'apparecchio (cod. 24570-24571) è possibile ottenerne una completa analisi sul vostro PC.
- analisi automatica dei test a lettura visuale
- sistema interno di autocontrollo qualità
- acquisizione immagini, gestione dati/esportazione, archivio risultati
- Principali benefici:
- automatico - elimina la variabilità e la soggettività nell'interpretazione dei risultati
- preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali
- veloce - il processo di scansione richiede 15-30 secondi
- flessibile - diversi formati/menu, peso leggero, semi-portatile, installazione semplice, compatibile con Windows
- adatto nella medicina del lavoro per uno screening economico dei lavoratori

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
24577



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697