



Kit Test Rapido Antigene SARS-COV-2 - Self Test

Codice GEF (SKU) **24584**

EAN / GTIN **6970277517539**

KIT TEST RAPIDO ANTIGENICO SARS-CoV-2 - conf. da 1 Test immunologico rapido su membrana per il rilevamento qualitativo di antigeni della proteina nucleocapside del SARSCoV-2 in campioni di tampone nas

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT TEST RAPIDO ANTIGENICO SARS-CoV-2 - conf. da 1 Test immunologico rapido su membrana per il rilevamento qualitativo di antigeni della proteina nucleocapside del SARSCoV-2 in campioni di tampone nasale. Per auto-test. - risultati in 15 minuti - conservazione: 2-30°C - durata a scaffale di 24 mesi dalla data di produzione (durata a scaffale media degli stock: da 4 a 16 mesi) La sensibilità diagnostica e la specificità diagnostica sono pari rispettivamente al 100% (98,9-100%) e al 99,5% (98,6-99,9%). Il kit include: 1 cassetta test, 1 tampone nasale sterile, foglietto illustrativo, tampone di estrazione, sacchetto di biosicurezza e manuale e scatola multilingue in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, NO, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6970277517539

CODICE GEF

24584



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697