



Kit Test Rapido Antigene SARS-CoV-2 - Tampone Professionale

Codice GEF (SKU) 24586

EAN / GTIN 6936983154055

KIT TEST RAPIDO ANTIGENICO SARS-CoV-2 - conf. da 20 Il test rapido per SARS-CoV-2 (tampone nasofaringeo) è un test immunocromatografico per il rilevamento qualitativo di antigeni della proteina nucle

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT TEST RAPIDO ANTIGENICO SARS-CoV-2 - conf. da 20 Il test rapido per SARS-CoV-2 (tampone nasofaringeo) è un test immunocromatografico per il rilevamento qualitativo di antigeni della proteina nucleocapside del SARS-CoV-2 in campioni di tampone. Solo per uso professionale. Risultati in 15 minuti. - conservazione: 2-30°C - durata a scaffale di 24 mesi dalla data di produzione (durata a scaffale media degli stock: da 4 a 16 mesi) Sensibilità relativa: 97,6% (95%CI: 93,3%~99,5%) Specificità relativa: 99,7% (95%CI: 98,3%~99,9%) Accuratezza: 99,1% (95%CI: 97,7%~99,8%) Il kit include: 20 cassette test, 20 tamponi nasofaringei sterili, foglietto illustrativo, stazione di lavoro, tampone di estrazione, scheda procedura e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6936983154055

CODICE GEF

24586



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697