



Test Salivare Covid - Professionale

Codice GEF (SKU) 24590

EAN / GTIN 8023279245905

TEST SALIVARE COVID - professionale - conf. da 20 Il Test Rapido per l'Antigene COVID-19 (Fluido Orale) è un test immunocromatografico qualitativo rapido per il rilevamento qualitativo degli antigeni

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST SALIVARE COVID - professionale - conf. da 20 Il Test Rapido per l'Antigene COVID-19 (Fluido Orale) è un test immunocromatografico qualitativo rapido per il rilevamento qualitativo degli antigeni nucleocapsidici (proteina N) di SARS-CoV-2 in campioni di fluido orale di individui con sospetta infezione. Kit per test monouso per determinare la presenza di coronavirus SARS-CoV-2 mediante fluido orale. Per uso professionale. La ricerca ha comprovato che il virus SARS-CoV-2 rimane a lungo stabile nel fluido orale in un ambiente caldo. - risultati rapidi: 15 minuti - elevata precisione - procedura pratica - interpretazione facile - funzionamento semplice - specificità relativa: 99,3% Temperatura di conservazione: 2-30°C Durata a scaffale: 24 mesi (Gli stock possono variare da 6 a 22 mesi)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279245905

CODICE GEF

24590



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697