



ANALIZZATORE IMMUNOLOGICO DI FLUORESCENZA

Dispositivo medico

Classe A

Codice GEF (SKU) **24600**

EAN / GTIN **6936983107488**

Confezione **1**

ANALIZZATORE A IMMUNOFLUORESCENZA Analizzatore basato sul rilevamento della fluorescenza emessa durante un dosaggio immunologico con interazione antigeni-anticorpi. Fornisce risultati quantitativi o qualitativi mediante l'esame di campioni umani con specifiche unità di prova in vitro. Offre i vantaggi di un'elevata accuratezza, una buona stabilità e risultati rapidi. I test possono essere analizzati in modalità rapida (Quick Test) o in modalità standard (Standard Test). Modalità Quick Test L'incubazione della cassetta del test è effettuata all'esterno dell'analizzatore. Si chiama anche "modalità a lotti" in quanto possono essere effettuate più test in un unico lotto, senza attendere che finisca l'incubazione di ciascun singolo test. Modalità Standard Test L'incubazione della cassetta del test è effettuata nell'analizzatore. Si chiama anche "modalità a test singolo". Una volta caricata la cassetta in cui è stato inserito il campione, ha inizio il conto alla rovescia e i risultati sono automaticamente disponibili dopo il periodo di incubazione, senza alcun altro intervento da parte dell'utente. L'analizzatore richiede il download del software esterno per caricare e salvare record di test su PC con sistema operativo Windows, se collegati con cavo USB. Solo per laboratori professionali. Software interno in GB, FR, IT, ES, PT, DE, selezionabile dall'utente. Fornito con Scheda ID QC, cassetta QC standard, batteria integrata, cavo USB e manuale multilingue (GB, IT).

CARATTERISTICHE TECNICHE

● SPECIFICHE TECNICHE ANALIZZATORE

- Principio: Immunofluorescenza
- Formato test: cassetta
- Campione: urina/plasma/siero/sangue intero/tampone
- Tipo analisi: quantitativa o qualitativa
- Tempo lettura: < 10 secondi
- Display: schermo tattile LCD 4,3"
- Memoria: 4000 record
- Connettività: RS232, porta USB, Bluetooth
- Compatibilità: programma proprietario compatibile con Windows
- Batteria integrata: ricaricabile, ioni di litio, NC R 18650B (MH12210)
- Tempo ricarica: 3-8 ore
- Alimentazione: 2*3400 mAh
- Dimensioni: 220x100x75 mm
- Peso: < 1,5 kg
- Requisiti hardware e software
- Requisiti hardware minimi: processore Intel Pentium IV 1,0 GB, memoria 1,0 GB, disco fisso 10 GB
- Requisiti software minimi: Microsoft Windows XP, Windows 7, Microsoft Excel 2007 o versione successiva

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W0201069099

EAN / GTIN

6936983107488

CODICE GEF

24600



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it