



## Test Procalcitonina - Cassetta per 24600

Codice GEF (SKU) 24606

EAN / GTIN 6936983165051

TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza. • Test Procalcitonina (PCT) - conf. da 10

• Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza.
- Test Procalcitonina (PCT) - conf. da 10
- Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - 1 contagocce 75 µl Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie. I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6936983165051

CODICE GEF

24606



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697