



Test D-dimero - Cassetta per 24600

Codice GEF (SKU) 24608

EAN / GTIN 6936983170109

TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza. • Test Test D-dimero - conf. da 10 •

Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - Lan

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza.
- Test Test D-dimero - conf. da 10
- Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - Lancette sicurezza, pipetta Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie. I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6936983170109

CODICE GEF

24608



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697