



## Test Emoglobina Glicata - Cassetta per 24600

Codice GEF (SKU) 24614

EAN / GTIN 6936983170093

TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza. • Test Emoglobina Glicata (HbA1c) - conf. da 10 • Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza.
- Test Emoglobina Glicata (HbA1c) - conf. da 10
- Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - Lancette sicurezza, pipetta - 2 contagocce 75 µl + 10 o 20 µl  
Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie. I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6936983170093

CODICE GEF

24614



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697