



Test Influenza A/b - Cassetta per 24600

Codice GEF (SKU) 24618

EAN / GTIN 6936983172295

TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza. • Test Influenza A/B - conf. da 10 •

Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - Tub

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza.
- Test Influenza A/B - conf. da 10
- Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - Tubo staz. lavoro, tampone Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie. I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnl); vitamina D.

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6936983172295

CODICE GEF

24618



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697