



Test Strep a - Cassetta per 24600

Codice GEF (SKU) 24619

EAN / GTIN 6936983196758

TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza. • Test Strep A - conf. da 10 • Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - 1 contagocce

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza.
- Test Strep A - conf. da 10
- Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - 1 contagocce 75 µl - Tubo staz. lavoro, tampone Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie. I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6936983196758

CODICE GEF

24619



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697