



## Test Anticorpi COVID-19 - Cassetta per 24600

Codice GEF (SKU) **24623**

EAN / GTIN **6936983170123**

TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza. • Test Anticorpi COVID-19 - conf. da 10 •  
Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza.
- Test Anticorpi COVID-19 - conf. da 10
- Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - Lancette sicurezza, pipetta - 2 contagocce 75 µl + 10 o 20 µl  
Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie. I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**6936983170123**

CODICE GEF

**24623**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697