



## GONIOMETRO PER DITA 6"

Codice GEF (SKU) **24900**

EAN / GTIN **8023279249002**

Confezione **1**

GONIOMETRO DA DITA - 15 cm Utile per misurare il campo di movimento delle articolazioni delle dita. Righello in pollici e centimetri. 180° segnati in incrementi di 5°. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Valori di misurazione indicativi.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279249002**

CODICE GEF

**24900**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697