



GONIOMETRO DIGIT 180° 6"

Codice GEF (SKU) 24901

EAN / GTIN 8023279249019

Confezione 1

GONIOMETRO DIGIT 180° - 15 cm Consente la misurazione con una sola mano. Misura la flessione di 110° attraverso 40° di iperestensione in incrementi di 5°. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Valori di misurazione indicativi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279249019

CODICE GEF

24901



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697