



GONIOMETRO ROBINSON 180° 7"

Codice GEF (SKU) 24902

EAN / GTIN 8023279249026

Confezione 1

GONIOMETRO ROBINSON 180° - 17,5 cm Goniometro tascabile Robinson da 180° per medici e terapeuti. Scala lineare in incrementi di 5°. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Valori di misurazione indicativi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279249026

CODICE GEF

24902



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697