



GONIOMETRO 360° 14"

Codice GEF (SKU) **24903**

EAN / GTIN **8023279249033**

Confezione **1**

GONIOMETRO DA 360° - 35 cm Presenta due scale opposte da 180° e una scala da 360°, tutte segnate in incrementi da 1°. Manopola robusta e regolabile per aggiustare la tensione dei bracci. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Valori di misurazione indicativi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279249033

CODICE GEF

24903



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697