



GONIOMETRO A BRACCI LUNGHY 180° 14''

Codice GEF (SKU) **24904**

EAN / GTIN **8023279249040**

Confezione **1**

GONIOMETRO A BRACCI LUNGHY DA 180° - 35 cm Bracci molto lunghi, adatti a misurare tutte le articolazioni. Il braccio presenta una scala lineare segnata in incrementi di 1°. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Valori di misurazione indicativi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279249040

CODICE GEF

24904



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697