



# Pesaneonati Elettronica Professionale Wunder BABY 02-1 6-15 Kg Classe III

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 24990

EAN / GTIN 8023279249903

Confezione 1

PESANEONATI ELETTRONICA PROFESSIONALE WUNDER BABY 02-1 6-15 kg Classe III

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata - precisione: 6-15 kg - 2/5 g
- Display:
- LCD 20mm peso con 5 cifre attive
- LCD 12mm altezza e IMC
- Superficie di pesatura: 560x290 mm
- Altezza colonna: 460 mm
- Dimensioni - peso: 560x450xh 460 mm - 4,8 kg
- Alimentazione (inclusa): adattatore 12V - 2 A
- Alimentazione (opzionale): batteria ricaricabile o 6 batterie AAA alcaline

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
n/dCND  
V0399EAN / GTIN  
8023279249903CODICE GEF  
24990

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697