



# Statimetro Manuale Wunder Wh80 35 Con Lettura Analogica

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 24992

EAN / GTIN 8023279249927

Confezione 1

STATIMETRO MANUALE CON LETTURA ANALOGICA 35-80 cm -  
opzionale Dimensioni 87x30xh 7 cm Statimetro telescopico in alluminio  
con due palette in ABS (poggiatesta fisso e poggipièdi scorrevole)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279249927

CODICE GEF

24992



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697