



Pesapersona Digitale Professionale Wunder Ra300 300 Kg Classe III Standard

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 25003

EAN / GTIN 8023279250039

Confezione 1

PESAPERSONE DIGITALE PROFESSIONALE WUNDER RA300 300 kg
Classe III standard

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 300 kg
- Precisione: 100 g
- Display: doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre attive; LCD 12 mm altezza e IMC
- Dimensioni - peso bilancia: 355x570xh 950 mm - 9 kg
- Dimensioni imballaggio: 330x950x150 mm
- Dimensioni pedana: 355x310xh 75 mm
- Dimensioni colonna: Ø60 x h 800 mm
- Alimentazione (inclusa): adattatore 12V - 2 A
- Alimentazione (opzionale): batteria ricaricabile o 6 batterie AAA alcaline

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
n/dCND
V0399EAN / GTIN
8023279250039CODICE GEF
25003

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697