



# Statimetro Wh200 Per 1

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25005

EAN / GTIN 8023279250053

Confezione 1

STATIMETRO 60-210 cm - opzionale

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279250053

CODICE GEF

25005



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697