



Pesapersona A Stadera Professionale Wunder C201 200 Kg Con Statimetro Classe III Presonalizzata

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 25009

EAN / GTIN 8023279250091

Confezione 1

PESAPERSONE A STADERA PROFESSIONALE WUNDER C201 200 kg
con statimetro Classe III presonalizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata - precisione: 200 kg - 100 g
- Statimetro: 60-212 cm
- Dimensioni pedana: 275x375xh 115 mm
- Altezza colonna: 1200 mm
- Dimensioni - peso: 420x570xh 1500 mm - 15 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

n/d

CND

V0399

EAN / GTIN

8023279250091

CODICE GEF

25009



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697