



Pesapersona Meccanica A Colonna Professionale Wunder R150a 150 Kg Classe III

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 25011

EAN / GTIN 8023279250114

Confezione 1

PESAPERSONE MECCANICA A COLONNA PROFESSIONALE
WUNDER R150A 150 kg Classe III

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata - precisione: 150 kg - 1000 g
- Dimensioni pedana: 240-260x300xh 85 mm
- Dimensioni colonna: Ø 60xh 750 mm
- Dimensioni - peso: 270x400xh 900 mm - 7 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
n/dCND
V0399EAN / GTIN
8023279250114CODICE GEF
25011

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697