



# Analizzatore DI Composizione Corporea Wunder Wba300 CON Stampante 300 Kg Classe III

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 25015

EAN / GTIN 8023279250152

Confezione 1

ANALIZZATORE DI COMPOSIZIONE CORPOREA WUNDER WBA300  
CON STAMPANTE 300 kg Classe III

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenze: 4 elettrodi bipolari mono-frequenza 50 kHz
- Frequenza impedenza: 50kHz 500uA Intervallo: 200~10000 / 0,10
- Portata: 300 kg
- Precisione: 100g/0,1%
- Intervallo età: 10 ~ 80 anni, incrementi di 1 anno
- Dimensioni: 450x550xh 880 mm
- Dimensioni pedana: 450x340xh 85 mm
- Dimensioni colonna: 100x50xh 750 mm
- Peso: 11 kg
- Alimentazione: adattatore CA 12V 2A e batteria ricaricabile 7,2V 2000mA
- Alimentazione opzionale: 6 batterie AAA 1,5V

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
n/dEAN / GTIN  
8023279250152CODICE GEF  
25015

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697