



Pesapersona Elettronica A Sedia Wunder DE20 250 Kg Classe III Personalizzata

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 25021

EAN / GTIN 8023279250213

Confezione 1

PESAPERSONE ELETTRONICA A SEDIA WUNDER DE20 250 kg
Classe III personalizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 250 kg
- Precisione: 50/100 g
- Display: Doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre; LCD 12mm altezza e IMC
- Dimensioni - peso: 590x1040xh 960 mm - 22 kg
- Dimensioni seduta: 550x400 mm
- Dimensioni imballo: 620x810xh 620 mm
- Alimentazione: adattatore di alimentazione 12V - 2A (incluso), 6 batterie AAA alcaline o batteria ricaricabile (opzionale)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
n/dCND
V0399EAN / GTIN
8023279250213CODICE GEF
25021

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697