



# Piattaforma Digitale Wunder RW02 300 Kg Classe III

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 25025

EAN / GTIN 8023279250251

Confezione 1

PIATTAFORMA DIGITALE WUNDER RW02 300 kg Classe III

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata - Precisione: 300 kg - 100 g
- Display: Doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre; LCD altezza e IMC 12mm
- Dimensioni: 840x1150xh 70mm
- Dimensioni pedana: 800x1150xh 70mm
- Superficie pesatura: 740x900 mm
- Peso: 24 kg
- Alimentazione: adattatore 12V - 2A (incluso), 6 batterie AAA (non incluse) o batteria ricaricabile (opzionale)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
n/dCND  
V0399EAN / GTIN  
8023279250251CODICE GEF  
25025

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697